


Anticorpo Policlonal Anti-Brg1/Smarca4 Para Wb, If/Icc, Elisa - P51532

Número do item: CM0014190



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra BRG1/SMARCA4 humano (P51532). Validado para western blot, imunofluorescência/imunocitoquímica e ELISA. Fator de remodelação da cromatina envolvido na regulação gênica e na MET.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Especificação
Nome do Produto	[KO Validado] BRG1/SMARCA4 Rabbit pAb
Observações/Apelidos	BRG1; CSS4; SNF2; SWI2; MRD16; RTPS2; BAF190; SNF2L4; SNF2LB; hSNF2b; BAF190A; SNF2-beta; A4
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	6597
ID do Gene	6597
Imunógeno	Peptídeo sintético
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reação Cruzada	Humano
SWISS	P51532
Peso da Proteína	185kDa
Envio	Bolsa de gelo