

Anticorpo Policlonico De Coelho Anti-Brip1 Para Wb E Elisa - Q9Bx63

Número do item: CM0027587



introdução

Anticorpo policlonico de coelho contra BRIP1 (FANCJ) humano. Validado para Western blot e ELISA. Útil para estudar reparo de DNA, via anemia de Fanconi e estabilidade cromossômica.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	BRIP1 Rabbit pAb
Observações/Apelidos	OF; BACH1; FANCJ; BRIP1
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	83990
Imunógeno	Proteína recombinante (proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-260 de BRIP1 humano (NP_114432.2))
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	Q9BX63
Peso da Proteína	141kDa
Envio	Bolsa de gelo