


Anticorpo Policlonal Anti-Brix1 Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q8Tdn6

Número do item: CM0013019



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra BRX1 humano, validado para Western blot, IHC-P e ELISA. Apresenta reatividade cruzada com camundongo e rato. Ideal para estudos de biogênese dos ribossomos e função nucleolar.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do produto	BRX1 Rabbit pAb
Observações/Alias	BRX; BXDC2; BRX1
Espécie	Humano
ID do gene (humano)	55299
ID do gene	55299
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-353 de BRX1 humano (NP_060791.3).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade cruzada	Humano, camundongo, rato
SWISS	Q8TDN6
Peso da proteína	41 kDa
Envio	Bolsa de gelo