

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Brk1 Para Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q8Wuw1

Número do item: CM0020634



introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado ao BRK1 humano (Proteína BRICK1, HSPC300). Validado para IHC-P, IF/ICC e ELISA com reatividade cruzada para humano e camundongo. Ideal para estudar a regulação da actina mediada pelo complexo WAVE e vias de tráfego endocítico.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	BRK1 pAb de Coelho
Observações/Apelido	MDS027; hHBrk1; C3orf10; HSPC300; BRK1
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	55845
ID do Gene	55845
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-75 do BRK1 humano (NP_060932.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	Q8WUW1
Peso Proteico	9kDa
Envio	Saco de gelo