


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Brms1 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q9Hcu9

Número do item: CM0015294



introdução

Anticorpo policlonal de coelho de alta qualidade contra o BRMS1 humano, um supressor de metástase. Validado para WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Adequado para pesquisa de carcinoma de mama e anóikis. Reage com humano, camundongo, rato.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Especificação
Nome do Produto	BRMS1 Rabbit pAb
Observações/Apelido	BRMS1
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	25855
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 90-210 do BRMS1 humano (NP_056214.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q9HCU9
Peso da Proteína	28kDa
Envio	Saco de gelo