


Anticorpo Policlonal Anti-Brpf1 Para Wb, If/Icc, Elisa - P55201

Número do item: CM0022355



introdução

Anticorpo Policlonal de Coelho BRPF1 (Peregrin) validado para WB, IF/ICC, ELISA. Reage com humano, camundongo, rato. Adequado para pesquisa epigenética e de cromatina.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	BRPF1 pAb de Coelho
Observações/Apelido	BR140; IDDDFP; BRPF1
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	7862
ID do Gene	7862
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-200 do BRPF1 humano (NP_001003694)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P55201
Peso Proteico	137kDa
Envio	Saco de gelo