

Anticorpo Monoclonal Anti-Brrf2 Para Wb, If/Icc, Elisa - P03210

Número do item: CM0007673

introdução

Anticorpo monoclonal de coelho direcionado à proteína do tegumento do vírus Epstein-Barr BRRF2. Adequado para WB, IF/ICC e ELISA. Ideal para estudar a evasão imune viral e as interações hospedeiro-patógeno. Utiliza imunogênio recombinante.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Anticorpo Monoclonal de Coelho Anti-BRRF2
Observações/Apelido	Proteína do tegumento BRRF2; BRRF2
Espécie	Vírus Epstein-Barr (cepa B95-8) (HHV-4)
ID do Gene	3783729
Imunogênio	Proteína recombinante do BRRF2 do vírus Epstein-Barr (cepa B95-8) (HHV-4).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Vírus Epstein-Barr
SWISS	P03210
Peso Proteico	56KDa
Envio	Saco de Gelo