

Anticorpo Policlonal Coelho Anti-Brsk1 Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q8Tdc3

Número do item: CM0024692

introdução

Anticorpo policlonal de coelho Anti-BRSK1 para WB, IHC-P, ELISA; reage de forma cruzada com humano, rato, camundongo. Ideal para estudar polarização neuronal, duplicação do centróssomo e resposta a danos no DNA.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	BRSK1 Coelho pAb
Observações/Apelido	SAD-B; hSAD1; BRSK1
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	84446
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 310-510 da BRSK1 humana (NP_115806.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q8TDC3
Peso Molecular da Proteína	85 kDa
Envio	Em saco de gelo