

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Bsn Para Wb, If/Icc, Elisa - Q9Upa5

Número do item: CM0022858

introdução

Anticorpo policlonal de coelho anti-BSN de alta qualidade, validado para WB, IF/ICC e ELISA. Detecta bassoon endógeno em tecidos cerebrais humanos e de camundongo. Essencial para a biologia sináptica e a pesquisa de doenças neurológicas.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do produto	BSN Rabbit pAb
Observações/Apelido	ZNF231; BSN
Espécie	Humano
ID do gene	8927
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 830-950 do BSN humano (NP_003449.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	Q9UPA5
Peso da proteína	416 kDa
Envio	Bolsa de gelo