

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Bsnd Para Wb, Elisa - Q8Wz55

Número do item: CM0024862

introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado a BSND (Barttin), um regulador de canal de cloreto, para WB e ELISA. Reage de forma cruzada com humano, camundongo e rato. Adequado para pesquisa renal e auditiva.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Especificação
Nome do Produto	BSND Rabbit pAb
Observações/Alias	BART; DFN873; BSND
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	7809
ID do Gene	7809
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 54-320 da BSND humana (NP_476517.1).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q8WZ55
Peso Molecular	35kDa
Envio	Bolsa de gelo