

Anti-Bst2 (Cd317/Tetherin) Anticorpo Policlonal De Coelho Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q10589

Número do item: CM0017709



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra BST2 humano (CD317/Tetherin) validado para WB, IHC-P, IF/ICC e ELISA. Reconhece BST2 humano e de camundongo. Ideal para estudos de restrição antiviral, sinalização imune e mieloma múltiplo.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	BST2 pAb de Coelho
Observações/Apelido	CD317; HM1.24; TETHERIN; BST2
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	684
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 49-161 do BST2 humano (NP_004326.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	Q10589
Peso da Proteína	20kDa
Envio	Saco com gelo