

Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Bst2 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q10589

Número do item: CM0007383



introdução

A CamelBio oferece um Anticorpo Monoclonal de Coelho Anti-BST2 (Q10589) direcionado à Teterina/CD317 humana. Adequado para WB, IHC-P, IF/ICC e ELISA. Ideal para o estudo da restrição viral e do mieloma múltiplo.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	BST2 Rabbit mAb
Observações/Alias	CD317; HM1.24; TETHERIN; BST2
Espécie	Humana
ID do Gene (Humano)	684
ID do Gene	684
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 49–160 da BST2 humana (NP_004326.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humana
SWISS	Q10589
Peso da Proteína	20 kDa
Transporte	Bolsa de gelo