

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Btaf1 Para Wb, Ip, Elisa, Chip - O14981

Número do item: CM0028153

introdução

Anticorpo Policlonal de Coelho BTAF1 (O14981) validado para WB, IP, ELISA, ChIP. Reage com Humano e Rato. Imunogênio recombinante, 207kDa. Ideal para pesquisa em regulação da transcrição.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	BTAF1 pAb de Coelho
Observações/Apelido	MOT1; TAF172; TAFII170; TAF(II)170; BTAF1
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	9044
ID do Gene	9044
Imunogênio	Proteína recombinante
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IP, ELISA, ChIP
Reatividade Cruzada	Humano, Rato
SWISS	O14981
Peso da Proteína	207kDa
Envio	Saco de gelo