

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Btbd11 Para Wb E Elisa - Q6Gqw0

Número do item: CM0022344

introdução

Anticorpo policlonal de coelho que visa o Btbd11, validado para aplicações de WB e ELISA. Reage com humano, rato e camundongo. O Btbd11 é uma proteína sináptica específica de interneurónios inibitórios. Ideal para investigação em neurociência.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Btbd11 pAb de Coelho
Observações/Pseudónimo	Btbd11; 6330404E16Rik
Espécie	Camundongo
ID do Gene	74007 (Camundongo)
Imunogénio	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-120 do Btbd11 de camundongo (NP_082985.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q6GQW0
Peso da Proteína	122kDa
Envio	Saco de gelo