

Anticorpo Policlonal Anti-Btbd7 De Coelho Para Wb, Elisa - Q9P203

Número do item: CM0023828

introdução

Anticorpo Policlonal Anti-BTBD7 de Coelho validado para Western blot e ELISA, detectando BTBD7 em amostras de Humanos, Camundongos e Ratos. Uma ferramenta essencial para pesquisa de dinâmica epitelial e ramificação de órgãos no desenvolvimento de ensaios IVD.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	BTBD7 pAb de Coelho
Observações/Apelido	FUP1; BTBD7
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	55727
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 5-75 do BTBD7 humano (NP_060637.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q9P203
Peso Proteico	126kDa
Envio	Saco de gelo