

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Btbd9 Para Wb, Elisa - Q96Q07

Número do item: CM0019829

introdução

O pAb de Coelho BTBD9, produzido contra os aminoácidos 283-582 da BTBD9 humana, detecta a BTBD9 endógena em Western blot e ELISA. Ideal para pesquisas em neurociência e rins.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	pAb de Coelho BTBD9
Observações/Alias	dj322i12.1; BTBD9
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	114781
GeneID	114781
Imunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 283-582 da BTBD9 humana (AAI01358.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Rato
SWISS	Q96Q07
Peso da Proteína	69kDa
Envio	Bolsa de gelo