

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Btc Para Wb, Elisa - P35070

Número do item: CM0023013



introdução

Anticorpo policlonal direcionado ao BTC humano (Probetacellulina). Validado para WB e ELISA, reage de forma cruzada com humano, rato e rato. Ideal para estudos de sinalização de fatores de crescimento em pesquisas sobre câncer e desenvolvimento.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	BTC pAb de Coelho
Observações/Apelido	BTC
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	685
GeneID	685
Imunógeno	Proteína recombinante
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P35070
Peso Proteico	20kDa
Envio	Saco de gelo