

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Btf3 Para Wb, Elisa - P20290

Número do item: CM0023545



introdução

Anticorpo policlonal de coelho anti-BTF3 validado para Western blot e ELISA em humano, camundongo e rato. BTF3 (NAC-beta) funciona como uma subunidade do complexo associado a polipeptídeos nascentes e fator de transcrição.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	BTF3 Rabbit pAb
Observações/Alias	NACB; BTF3a; BTF3b; BETA-NAC; BTF3
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	689
GeneID	689
Imunógeno	Péptido Sintético; Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 50-150 do BTF3 humano (NP_001198.2)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P20290
Peso da Proteína	22kDa
Envio	Bolsa de gelo