

Anticorpo Policlonal Anti-Btg1 Para Wb, If/Icc, Elisa - P62324

Número do item: CM0025223

introdução

Anticorpo Policlonal de coelho anti-BTG1 validado para WB, IF/ICC e ELISA. Reage com BTG1 humana, uma proteína antiproliferativa implicada no câncer. Adequado para pesquisa sobre regulação do ciclo celular e rearranjos cromossômicos.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	BTG1 Rabbit pAb
Observações/Apelido	APRO2; BTG1
Espécie	Humana
ID do Gene (Humano)	694
ID do Gene	694
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 22-171 da BTG1 humana (NP_001722.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonal
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humana
SWISS	P62324
Peso da Proteína	19kDa
Transporte	Bolsa de gelo