

Anticorpo Policlonal Anti-Btg3 Para Wb, Elisa - Q14201

Número do item: CM0025521

introdução

Anticorpo Policlonal Anti-BTG3 de Coelho, validado em WB e ELISA, direcionado ao BTG3 humano (Q14201), um regulador do ciclo celular abundante no neuroepitélio e tecidos reprodutivos. Ideal para pesquisa em câncer e desenvolvimento.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	BTG3 pAb de Coelho
Observações/Apelido	ANA; TOB5; TOFA; APRO4; TOB55; ANA/BTG3; BTG3
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	10950
ID do Gene	10950
Imunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 150-250 do BTG3 humano (NP_006797.3)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	Q14201
Peso da Proteína	29kDa
Envio	Bolsa de gelo