


Anticorpo Policlonal Anti-Btk Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q06187

Número do item: CM0018107



introdução

Anticorpo policlonal de coelho BTK adequado para aplicações de Western blot, IHC-P e ELISA. Reconhece BTK humano, de camundongo e de rato, uma quinase crítica no desenvolvimento e sinalização de células B. Produto referenciado no UniProt Q06187.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	BTK Rabbit pAb
Observações/Apelido	AT; ATK; BPK; XLA; IMD1; AGMX1; IGHD3; PSCTK1; BTK
Espécie	Humano
GeneID	695
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 30-240 do BTK humano (NP_000052.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q06187
Peso da Proteína	76kDa
Envio	Saco com gelo