


Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Btk Para Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - Q06187

Número do item: CM0002078



introdução

Anticorpo Monoclonal de Coelho Anti-BTK validado para WB, IF-P, IHC-P, ELISA com reatividade cruzada para humano e camundongo. Ideal para estudos de sinalização do receptor de células B e pesquisa em imunodeficiência.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	BTK Rabbit mAb
Observações/Alias	AT; ATK; BPK; XLA; IMD1; AGMX1; IGHD3; PSCTK1; BTK
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	695
GeneID	695
Imunógeno	Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 560-659 da BTK humana (Q06187)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	Q06187
Peso da Proteína	76 kDa
Envio	Bolsa de gelo