


Anticorpo Policlonal Anti-Btla (Cd272) Para Wb, Elisa - Q7Z6A9

Número do item: CM0017589



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra o atenuador de linfócitos B e T humano (BTLA, CD272) para Western blot (WB) e ELISA. Detecta BTLA humano e de camundongo. Adequado para estudos de checkpoint imunológico e sinalização de linfócitos.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	BTLA Rabbit pAb
Observações/Apelido	BTLA1; CD272; BTLA
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	151888
ID do Gene	151888
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 31-241 da BTLA humana (NP_001078826.1).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonal
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	Q7Z6A9
Peso Proteico	33kDa
Envio	Bolsa de gelo