

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Btla Para Wb, Elisa - Q7Z6A9

Número do item: CM0027408



introdução

Anticorpo policlonal de coelho BTLA (CD272), validado para Western blot e ELISA, com reatividade cruzada com camundongo e rato. Ideal para estudar a atenuação de linfócitos e a sinalização de ponto de verificação imunológico. Peso da proteína: 33 kDa.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	BTLA Rabbit pAb
Observações/Apelido	BTLA1, CD272, BTLA
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	151888
GeneID	151888
Imunogênio	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 31-241 do BTLA humano (NP_001078826.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Camundongo, Rato
SWISS	Q7Z6A9
Peso Proteico	33kDa
Envio	Em saco de gelo