

Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Btn2A1 Para Wb, Elisa - Q7Kyr7

Número do item: CM0007340



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho recombinante que visa a butirofilina subfamília 2 membro A1 (BTN2A1) humana. Adequado para Western blot e ELISA; reconhece a BTN2A1 humana nativa e recombinante. Ideal para estudos de imunologia e proteínas de membrana.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	BTN2A1 Rabbit mAb
Observações/Apelido	BTf1; BT2.1; BTN2.1; DJ3E1.1; BK14H9.1; BTN2A1
Espécie	Humano
GeneID (humano)	11120
Imunogénio	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-100 da BTN2A1 humana (NP_008980.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	Q7KYR7
Peso da Proteína	60kDa
Envio	Saco de gelo