

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Btn2A1 Para Wb E Elisa - Q7Kyr7

Número do item: CM0016404



introdução

Anticorpo policlonal de coelho que visa a butirofilina subfamília 2 membro A1 (BTN2A1) humana. Adequado para Western blot e ELISA. Ideal para estudos de receptor de superfície celular e expressão tecidual.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	BTN2A1 Rabbit pAb
Observações/Apelido	BTF1; BT2.1; BTN2.1; DJ3E1.1; BK14H9.1; BTN2A1
Espécie	Humano
ID do Gene	11120
Imunogénio	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 30-240 da BTN2A1 humana (NP_510961.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	Q7KYR7
Peso da Proteína	60kDa
Envio	Saco de gelo