


Anticorpo Monoclonal Anti-Btn3A1/2/3 Para Fc - O00481 / P78410 / O00478

Número do item: CM0010074



introdução

mAb Coelho anti-Humano BTN3A1/2/3 para citometria de fluxo. Alveja membros da subfamília 3 de butirofilina envolvidos na ativação de células T e resposta imune. Validado em amostras humanas.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	mAb Coelho anti-Humano BTN3A1/2/3
Observações/Apelido	BTF5; BT3.1; CD277; BTN3.1
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	11119/11118/10384
GeneID	11119/11118/10384
Imunogénio	Proteína recombinante, proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 470-630 do BTN3A1 humano (NP_008979.3)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	O00481/P78410/O00478
Peso da Proteína	58kDa
Envio	Saco de gelo