

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Btn3A3 Para Wb, Elisa - 000478

Número do item: CM0018063



introdução

Anticorpo policlonal de coelho BTN3A3 validado para WB e ELISA. Detecta BTN3A3 humano, de camundongo e de rato, um regulador da resposta imune adaptativa das células T. Ideal para pesquisas em imunologia.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do produto	pAb de coelho BTN3A3
Observações/Apelido	BTF3; BTN3.3; BTN3A3
Espécie	Humano
GeneID (humano)	10384
GeneID	10384
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 510-584 de BTN3A3 humano (NP_008925.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade cruzada	Humano, camundongo, rato
SWISS	000478
Peso da proteína	65 kDa
Envio	Bolsa de gelo