

Anti-Btnl2 Anticorpo Policlonal De Coelho Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q9Uir0

Número do item: CM0025673

introdução

Anticorpo policlonal (pAb) de coelho anti-BTNL2 validado para Western blot (WB), imuno-histoquímica (IHC-P) e ELISA. Detecta BTNL2 humano, de camundongo e de rato, um regulador negativo da proliferação de células T. Adequado para pesquisas de imunologia e imuno-oncologia.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Especificação
Nome do Produto	BTNL2 pAb de Coelho
Observações/Apelido	SS2, BTN7, BTL-II, HSBLMHC1, BTNL2
Espécie	Humano
GeneID	56244
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo a.a. 246-455 do BTNL2 humano (NP_062548.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q9UIR0
Peso da Proteína	50kDa
Envio	Saco com gelo