

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Bub1 Para Wb, Elisa - 043683

Número do item: CM0024006



introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado ao BUB1 humano, validado para WB e ELISA. Detecta BUB1 endógeno em amostras humanas e de camundongo. Ideal para pesquisa do ponto de verificação do fuso mitótico e alinhamento cromossômico.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	BUB1 pAb de Coelho
Observações/Apelido	BUB1A; BUB1L; hBUB1; MCPH30; BUB1
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	699
GeneID	699
Imunógeno	Proteína recombinante; Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-300 do BUB1 humano (NP_004327.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	043683
Peso Proteico	122kDa
Envio	Em saco de gelo