

Anticorpo Policlonal Anti-Bub1B Para Wb, If/Icc, Elisa - O60566

Número do item: CM0023837



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra BUB1B (BUBR1), validado para WB, IF/ICC, ELISA em humano, camundongo e rato. Ideal para pesquisa de checkpoint mitótico e checkpoint de montagem do fuso mitótico.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	BUB1B Rabbit pAb
Observações/Apelidos	MVA1; SSK1; BUBR1; Bub1A; MAD3L; hBUBR1; BUB1beta; BUB1B
Espécie	Humano
GeneID	701
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-260 de BUB1B humano (NP_001202.4)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonal
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	O60566
Peso da Proteína	120kDa
Envio	Saco de gelo