

Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Bub3 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - O43684

Número do item: CM0011120

introdução

Anticorpo monoclonal de coelho de alta qualidade contra BUB3 humano (O43684). Validado para WB, IHC-P, IF/ICC e ELISA. Apresenta reatividade cruzada com humano, camundongo e rato. Adequado para pesquisas sobre o ponto de verificação mitótico e o cinetócoro.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do produto	mAb de coelho anti-BUB3
Observações/Apelido	BUB3L; hBUB3; BUB3
Espécie	Humano
ID do gene (humano)	9184
ID do gene	9184
Imunógeno	Peptídeo sintético - Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 1-100 de BUB3 humano (O43684).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos monoclonais
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reatividade cruzada	Humano, camundongo, rato
SWISS	O43684
Peso da proteína	37 kDa
Envio	Bolsa de gelo