

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Bub3 Para Wb, If/Icc, Elisa - O43684

Número do item: CM0027139

introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado à proteína do ponto de verificação mitótica BUB3 humana (37 kDa). Validado em WB, IF/ICC, ELISA; reage de forma cruzada com humano, rato, rato. Para pesquisa do ponto de verificação do fuso mitótico e segregação cromossômica.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	BUB3 pAb de Coelho
Observações/Apelido	BUB3L; hBUB3; BUB3
Espécie	Humano
GeneID	9184
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo os aminoácidos 1-328 da proteína BUB3 humana (NP_004716.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Rato, Rato
SWISS	O43684
Peso Molecular da Proteína	37kDa
Envio	Saco de gelo