


Anticorpo Monoclonal Anti-Butirilcolinesterase Para Wb E Elisa - P06276

Número do item: CM0011178



introdução

Este anticorpo monoclonal de coelho visa a Butirilcolinesterase humana (P06276). Validado para WB e ELISA, é adequado para pesquisas sobre degradação de neurotransmissores e desintoxicação de organofosforados.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Butirilcolinesterase Coelho mAb
Observações/Apelido	E1; CHE1; CHE2; BCHED; Butirilcolinesterase
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	590
GeneID	590
Imunógeno	Peptídeo Sintético: Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 500-602 da Butirilcolinesterase humana (P06276).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	P06276
Peso da Proteína	68kDa
Envio	Saco com gelo