


Anticorpo Policloonal De Coelho Anti-Butirilcolinesterase Para Wb, Elisa - P06276

Número do item: CM0018494



introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado à Butirilcolinesterase humana (BCHE). Adequado para Western blot e ELISA, com reatividade cruzada para camundongo e rato. Suporta pesquisa em neurobiologia e toxicologia e desenvolvimento de ensaios.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Butirilcolinesterase Coelho pAb
Observações/Alias	E1; CHE1; CHE2; BCHED; Butirilcolinesterase
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	590
ID do Gene	590
Imunógeno	Proteína recombinante
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P06276
Peso da Proteína	68kDa
Envio	Bolsa de gelo