

## Anti-Bves (Popdc1) Anticorpo Policlonal Para Wb E Elisa - Q8Ne79

Número do item: CM0015504

### introdução

Anticorpo policlonal de coelho que visa o BVES (POPDC1) humano, validado para Western blot e ELISA. Adequado para pesquisas sobre junções de oclusão, função cardíaca e regeneração muscular. Reatividade cruzada: humano. PM previsto: 41 kDa.

[Saiba mais](#)

| Parâmetro           | Valor                                                                                       |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome do Produto     | BVES pAb de Coelho                                                                          |
| Observações/Apelido | POP1; HBVES; CARICK; LGMD2X; POPDC1; LGMDR25; BVES                                          |
| Espécie             | Humano                                                                                      |
| ID do Gene          | 11149                                                                                       |
| Imunógeno           | Proteína de fusão recombinante contendo aminoácidos 241-360 do BVES humano (NP_001186492.1) |
| Fonte               | Coelho                                                                                      |
| Categoria           | Anticorpos Policlonais                                                                      |
| Aplicação           | WB, ELISA                                                                                   |
| Reatividade Cruzada | Humano                                                                                      |
| SWISS               | Q8NE79                                                                                      |
| Peso da Proteína    | 41kDa                                                                                       |
| Envio               | Saco de gelo                                                                                |