


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Bysl Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q13895

Número do item: CM0016842



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra BYSL validado para WB, IHC-P e ELISA. Reage com proteínas humanas, de camundongo e de rato. Tem como alvo a bystina, uma proteína de 50 kDa envolvida no processamento de rRNA e na biogênese dos ribossomos. Ideal para estudos placentários e de adesão.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do produto	BYSL Rabbit pAb
Observações/Alias	Enp1; BYSTIN; BYSL
Espécie	Humana
ID do gene (humano)	705
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 120-280 da BYSL humana (NP_004044.3)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade cruzada	Humana, camundongo, rato
SWISS	Q13895
Peso da proteína	50 kDa
Envio	Bolsa de gelo