

Anticorpo Policlonal Anti-Bzip46 Para Wb, Elisa - Q69Tw5

Número do item: CM0023957

introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra o fator de transcrição bZIP46 do arroz, validado para WB e ELISA. Adequado para pesquisa de sinalização de ácido abscísico e resposta ao estresse.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	bZIP46 Coelho pAb
Observações/Apelido	P0701E03.2; bZIP46
Espécie	Oryza sativa
GeneID	4340462
Imunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 100-200 do bZIP46 de Oryza sativa. (Q69TW5)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Oryza sativa
SWISS	Q69TW5
Peso Proteico	35kDa
Envio	Saco de gelo