


Anticorpo Policlonado De Coelho Anti-C-Abl Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P00519

Número do item: CM0017688



introdução

Anticorpo policlonado de coelho contra c-Abl (ABL1) humano, validado para WB, IHC-P, IF/ICC e ELISA. Reage com humano, camundongo e rato. Ideal para estudos de crescimento celular, sobrevivência e resposta a danos no DNA.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	c-Abl Rabbit pAb
Observações/Apelidos	ABL; JTK7; p150; c-ABL; v-abl; CHDSKM; c-ABL1; BCR-ABL; bcr/abl; c-Abl
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	25
GeneID	25
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1000-1130 do c-Abl humano (NP_005148.2).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonados
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P00519
Peso da Proteína	123kDa
Transporte	Bolsa de gelo