


Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-C-Fos Para Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - P01100

Número do item: CM0007000



introdução

Anticorpo monoclonal recombinante de coelho contra c-Fos, validado para Western blot, imunofluorescência, imuno-histoquímica e ELISA. Reage com c-Fos humano, de camundongo e de rato. Adequado para o estudo da sinalização do fator de transcrição AP-1.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do produto	c-Fos Rabbit mAb
Observações/Apelido	p55; AP-1; C-FOS; c-Fos
Espécie	Humano
ID do gene (humano)	2353
ID do gene	2353
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 211-281 do c-Fos humano (NP_005243.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos monoclonais
Aplicação	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Reatividade cruzada	Humano, camundongo, rato
SWISS	P01100
Peso da proteína	41 kDa
Envio	Bolsa de gelo