


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-C-Fos Para Wb, Ip, Elisa - P01100

Número do item: CM0016528



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra c-Fos validado para WB, IP e ELISA em amostras humanas. Tem como alvo a subunidade c-Fos do fator de transcrição AP-1 (41 kDa), um regulador fundamental da proliferação e diferenciação celular.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	c-Fos pAb de Coelho
Observações/Apelido	p55; AP-1; C-FOS; c-Fos
Espécie	Humana
ID do Gene (Humano)	2353
ID do Gene	2353
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-114 do c-Fos humano (NP_005243.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IP, ELISA
Reatividade Cruzada	Humana
SWISS	P01100
Peso da Proteína	41 kDa
Transporte	Bolsa de gelo