


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-C-Jun Para Wb E Elisa - P05412

Número do item: CM0018168



introdução

O Anticorpo Policlonal (pAb) de Coelho anti-c-Jun é validado para aplicações de Western blot (WB) e ELISA. Detecta o fator de transcrição c-Jun em amostras humanas, de camundongo e de rato, sendo adequado para pesquisas sobre a via AP-1 e câncer.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	c-Jun Rabbit pAb
Observações/Apelido	AP1; p39; AP-1; cJUN; c-Jun
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	3725
GeneID	3725
Imunógeno	Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 1-70 do c-Jun humano (NP_002219.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P05412
Peso Proteico	36kDa
Envio	Saco de gelo