

Anticorpo Policlonais Anti-C-Maf Para Wb, Elisa - 075444

Número do item: CM0016767

introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra c-Maf (MAF) para WB e ELISA. Detecta c-Maf humano, de camundongo e de rato. Fator de transcrição envolvido no desenvolvimento do cristalino, regulação de células Th2 e oncogênese.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	c-Maf Rabbit pAb
Observações/Alias	CCA4; AYGRP; c-MAF; CTRCT21; c-Maf
Espécie	Humano
GeneID	4094 (Humano)
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 314-403 do c-Maf humano (NP_005351.2)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	O75444
Peso Molecular da Proteína	38kDa
Envio	Bolsa de gelo