


Anticorpo Policlonal Anti-C-Myc Para Wb, Elisa - P01106

Número do item: CM0022937



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra c-Myc humano (MYC, bHLHe39), adequado para aplicações de Western blot e ELISA. Detecta a proteína c-Myc humana e de rato (~51 kDa). Útil em pesquisa de cancro, células estaminais e transcrição.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	c-Myc Coelho pAb
Observações/Alias	MRTL; MYCC; c-Myc; bHLHe39
Espécie	Humano
GeneID	4609
Imunogénio	Péptido sintético: Um péptido sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 347-439 do c-Myc humano (NP_001341799.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Rato
SWISS	P01106
Peso Proteico	51kDa
Envio	Saco de gelo