


## Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-C-Myc Para Wb, Elisa - P01106

Número do item: CM0016390



### introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra o fator de transcrição c-Myc, verificado para WB e ELISA em humanos e camundongos. Adequado para pesquisa de sinalização de oncogenes, regulação da transcrição e células-tronco.

[Saiba mais](#)

| Parâmetro            | Valor                                                                                                                          |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome do Produto      | c-Myc Rabbit pAb                                                                                                               |
| Observações/Apelidos | MRTL; MYCC; c-Myc; bHLHe39                                                                                                     |
| Espécie              | Humano                                                                                                                         |
| GeneID (Humano)      | 4609                                                                                                                           |
| GeneID               | 4609                                                                                                                           |
| Imunógeno            | Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 347-439 do c-Myc humano (NP_001341799.1). |
| Origem               | Coelho                                                                                                                         |
| Categoria            | Anticorpos Policlonais                                                                                                         |
| Aplicação            | WB, ELISA                                                                                                                      |
| Reatividade Cruzada  | Humano, Camundongo                                                                                                             |
| SWISS                | P01106                                                                                                                         |
| Peso da Proteína     | 51kDa                                                                                                                          |
| Envio                | Saco de gelo                                                                                                                   |