


Anticorpo Monoclonal Anti-Proteína C-Reativa (Crp) Para Wb, Ihc-P, Elisa - P02741

Número do item: CM0003850



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho contra a proteína C-reativa (CRP), produzido com um peptídeo sintético. Validado para aplicações de WB, IHC-P e ELISA, reage cruzadamente com CRP humana e de camundongo. Ideal para pesquisas sobre inflamação e resposta imune.

[Saiba mais](#)

Nome do Produto	Proteína C-Reativa (CRP) mAb de Coelho
Observações/Apelido	PTX1; Proteína C-Reativa (CRP)
Espécie	Humana
ID do Gene (Humano)	1401
ID do Gene	1401
Imunógeno	Peptídeo Sintético - Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 125-224 da proteína C-Reativa humana (CRP) (P02741).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	P02741
Peso da Proteína	23kDa
Envio	Saco com gelo