


Anticorpo Policlonais Anti-Proteína C-Reativa (Pcr) Para Wb, Elisa - P02741

Número do item: CM0014357



introdução

Anticorpo policlonal de coelho anti-proteína C-reativa humana (PCR) validado para Western blot (WB) e ELISA, com reatividade cruzada em camundongo. Ideal para pesquisa de proteínas de fase aguda, defesa do hospedeiro e desenvolvimento de ensaios IVD.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Especificação
Nome do Produto	C-Reactive Protein (CRP) Rabbit pAb
Observações/Apelido	PTX1; Proteína C-Reativa (PCR)
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	1401
ID do Gene	1401
Imunógeno	Peptídeo sintético correspondente a uma sequência nos aminoácidos 1-50 da Proteína C-Reativa humana (PCR) (NP_000558.2).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Camundongo
SWISS	P02741
Peso da Proteína	23kDa
Envio	Bolsa de gelo