


Anticorpo Policlonal Anti-Proteína C-Reativa (Crp) Para Wb, If/Icc, Elisa - P02741

Número do item: CM0014943



introdução

Anticorpo policlonal de coelho para Proteína C-Reativa (CRP) para Western blot (WB), imunofluorescência/imunocitoquímica (IF/ICC) e ELISA. Reage cruzadamente com humano, camundongo e rato. Ideal para estudos de fase aguda e imunidade inata.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Proteína C-Reativa (CRP) pAb de Coelho
Observações/Apelido	PTX1; Proteína C-Reativa (CRP)
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	1401
GeneID	1401
Imunógeno	Peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 100-200 da Proteína C-Reativa humana (CRP) (NP_000558.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P02741
Peso Proteico	23kDa
Envio	Saco de gelo