


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-C10Orf2 Para Wb E Elisa - Q96Rr1

Número do item: CM0028968



introdução

Anticorpo policlonal de coelho anti-C10orf2 de alta qualidade, validado para WB e ELISA. Detecta a helicase de mtDNA Twinkle em humano, rato e rato, útil para estudos de replicação e reparo de DNA mitocondrial.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	C10orf2 Rabbit pAb
Observações/Apelido	PEO; PEO1; SCA8; ATXN8; IOSCA; PEOA3; SANDO; TWINL; MTDP57; PRLTS5; C10orf2
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	56652
ID do Gene	56652
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 135-335 do C10orf2 humano (NP_068602.2).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q96RR1
Peso Proteico	77kDa
Envio	Saco de gelo