


Anticorpo Policlonais Anti-C10Orf2/Helicase Mtdna Twinkle Para Wb, Elisa - Q96Rr1

Número do item: CM0015766



introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado ao C10orf2 humano (helicase mtDNA Twinkle), validado para Western blot e ELISA, com reatividade cruzada com camundongo. Adequado para pesquisa de replicação e reparo do DNA mitocondrial.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	C10orf2 Rabbit pAb
Observações/Apelidos	PEO; PEO1; SCA8; ATXN8; IOSCA; PEOA3; SANDO; TWINL; MTDP57; PRLT55; C10orf2
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	56652
ID do Gene	56652
Imunógeno	Peptídeo sintético Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 585-684 do C10orf2 humano (NP_068602.2).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Camundongo
SWISS	Q96RR1
Peso Proteico	77kDa
Envio	Bolsa de gelo